

FUJIIRYŌKI

フジ医療器 最高峰モデル
マッサージチェア SKS-6800
日本製

至福の日常へ、
ようこそ。

Relax Solution

心地よさ、ここに極まる。

フラッグシップモデルに特別機能をプラス。
快適性能を追究したスペシャルエディション、誕生。

マッサージチェアのパイオニアとして約60年。

長い歴史とともに進化を遂げてきた技術は、
またひとつ新たな領域にたどり着きました。

メカ&エアーマッサージをはじめ、随所にクラス最高の技術を採用。

圧巻のフルモデルチェンジを実現した最高峰モデルは、

さらに特別機能を加え、かつてないマッサージ性能を追究しました。

技術の粋を集めた品質だからこそ、叶えられる心地よさがある。

癒しに満ちた至福の日常が、今、はじまります。

3つの先進機能を搭載した特別仕様

Special Feature



背部／腹部を温める、
1台2役の心地よさ。


独自機能

即熱 マルチヒーター

背面に敷くと腰まわりを、
前面にセットするとお腹まわりを
温めながらマッサージします。

※ヒーターのみの使用も可能です。
※設定温度：約43度（設定温度と体感温度は異なります）。

Special Feature



低速動作でもみほぐす
もみ専用の30分コース。

独自機能

シエスタコース

低速のもみ動作と
低速のエア供給による
ゆったりとしたオリジナルの30分コースです。
時間をかけてじわじわと押し込むように
心地よくマッサージします。

Special Feature



体幹をケアして
身体のバランスを整える。

独自機能

体幹ほぐし技

肩甲骨まわりの 腰からお尻の 左右にひねって
慢性的なコリに ラインを集中ケア じっくり伸ばす

背 体幹 ほぐし | 腰 体幹 ほぐし | 骨盤コア ストレッチ

業界最大[※] 深層^{きわみ} 極メカPRO

業界最大[※]のもみ玉突出量 & 業界初[※]のWセンサーを搭載。

※当社調べ。2016年1月現在。

業界最大[※]

約12.5cmのもみ玉突出量

筋肉の深層にアプローチするパワフルな突出能力。

2つのもみ玉が上下・左右・前後に駆動し、その時間までもコントロール。より深く、より繊細に、コリの深層を攻略します。もみの強さは12段階から、お好みに合わせて選べます。

※当社調べ。2016年1月現在。



業界初[※]

ダブルセンシング

マッサージの「深さ」と「ポイント」を最適化する2つのセンサーを搭載。

背すじラインを検出する「S字ライン検知システム」と肩位置を検出する「肩位置検知システム」の2つのセンシングシステムを搭載。3Dで体形を検知し、一人ひとりにぴったりのもみに調節します。


※当社調べ。2016年1月現在。



業界初[※] 深層アプローチ技

頑固なコリを生む「深層筋」に作用する7種類の新しいもみ技。

慢性的なコリを、より深く、より繊細にもみほぐします。



※当社調べ。2016年1月現在。

肩甲挙筋ほぐし

不良姿勢による肩コリに効果的。肩甲骨を引き上げる筋肉をもみほぐします。

菱形筋ほぐし

胸を張るときに肩甲骨を後ろへ引く筋肉を集中的にもみほぐします。

〈首指圧〉 頭を支える首の後ろの筋肉「頭半棘筋」を、指圧のような動きで押しほぐします。

〈脊柱筋伸ばし〉 体を支える脊柱まわりの筋肉を、押しながら伸ばす動作でマッサージします。

〈腰多裂筋ほぐし〉 背中や腰の痛みとなる深層筋「多裂筋」にアプローチします。

〈大腰筋指圧〉 骨盤を支える筋肉を、指圧のような動きでじっくりと押しほぐします。

〈臀部筋ほぐし〉 腰痛の原因となる臀部まわりの深層筋「梨状筋」をマッサージします。

41タイプ 85種類のもみ技

業界最高クラス[※]

2つ玉ならではのポイント集中マッサージが得意。部位別動作を組み合わせた85種類のもみ技をご用意しました。



※当社調べ。2016年1月現在。

もみ玉が首すじをつかみこんで伸ばすことで、首まわりの血行を促進します。

肩を上部から深く刺激することで、僧帽筋のコリをほぐします。

腰やおしりの疲労や神経痛・筋肉痛の痛みを効果的にやわらげます。

業界初[※] トリプルモード エアシステム

手技の力強さと躍動感を再現する、「手もみモード」を新搭載。


エアーの流量と速度を制御する「流量調整機能」を搭載。

お好みに合わせて3種のもみ味が選べます。

※当社調べ。2016年1月現在。


手もみモード 新搭載

心地よい圧力をキープしながら、緩急をつけてじっくり加圧します。




パルスモード

給気と排気を小刻みに繰り返すことにより、血行促進をサポートします。



ノーマルモード

給気と排気を大きく繰り返すことにより、部位を集中的にマッサージします。



エアーマッサージ

部位別の強弱調節機能を搭載。

34個のエアーバッグで全身を包み、疲れを心地よく解放します。

肩ぐうマッサージ
強弱調節5段階

外側から包み込むように、肩から二の腕までマッサージします。

腕マッサージ
強弱調節3段階

ひじ下から指先まで、しっかり挟み込んでマッサージします。

腰・骨盤マッサージ
強弱調節5段階


骨盤まわりから膝の裏まで、広範囲の筋肉をほぐします。



脚部・足裏マッサージ
強弱調節5段階

圧迫と解放を繰り返し、ふくらはぎ裏から足裏までをほぐします。


ふくらはぎ新マッサージ
左右のエアーバッグで脚部を固定し、足三里ラインの周辺を刺激。同時に後ろのエアーバッグが、ふくらはぎ裏にじわじわ圧力をかけてほぐします。



POSITION

フラットポジション

癒しを感じる上質な寝姿勢を。
全身をあずけてリラックス&マッサージ。



ホールドポジション

理想的なマッサージ姿勢を自動設定

電源を入れると背もたれと脚部がリクライニングし、マッサージに効果的な姿勢に移行。マッサージ終了後に自動で元のポジションに戻る「自動起き上がり機能」も設定できます。



HEATER

ダブルヒーター

こり固まりやすい上半身(背部/腹部)と、冷えやすい足裏を温める2種のヒーター。



独自機能

Special Feature

即熱マルチヒーター



前面使用時

背面使用時

ヒーターを内蔵した背パッドを採用。背面に敷くと腰まわりを、ファスナーを外して前面にセットすると、お腹まわりを温められます。

足裏ヒーター

冷えやすい足裏とかかとを温めながらほぐします。



※ヒーターのみの使用も可能です。
※設定温度:約43度(設定温度と体感温度は異なります)。

STRETCH

パワーストレッチ

筋肉をやわらげてほぐす新習慣。
マッサージ効果を高める多彩なストレッチ。



全身ストレッチ

首すじから足までくまなく伸ばす

マッサージ効果を高める多彩なストレッチを搭載。エアバッグで身体を固定し、全身を伸ばします。



部位集中ストレッチ

首ストレッチ 背ストレッチ 腰ストレッチ

もみ玉で首を固定し、オットマンで全身を脚部を前方に伸ばし、オットマンで全身を引き引き伸ばした後、て引き下げると同時に伸ばすことにより、首すじを押し上げて、背すじを押し上げて、首すじをストレッチします。反らします。 伸ばします。

COURSE

業界最多* 22種の自動コース

極上の心地よさを、心ゆくまで
※当社調べ。2016年1月現在。

30分専門コース

Special Feature
低速動作でもみほぐす、もみ専門のコース。

独自機能
シエスタコース
低速のもみ動作と低速のエア給気により、じわじわと押し込むようにマッサージします。

全身の疲れやすい部位を集中ケア	独自の心地よさが味わえる
VIPコース	ソムリエコース
じっくり念入りに全身を伸ばす	全身の疲れやだるさをケアする
スローストレッチ	エアリラクゼーション

16分コース

全身コース	首・肩コース	腰コース	ストレッチコース
極疲労回復	極疲労回復	極疲労回復	極全身ストレッチ
疲労回復	疲労回復	疲労回復	全身ストレッチ
リフレッシュ	リフレッシュ	リフレッシュ	全身エア
やすらぎ	やすらぎ	やすらぎ	
ソフト			

メモリーコース

すべてのコースをカスタマイズし、オリジナルコースを作成できます。

部位集中マッサージ

■体幹ほぐし技

独自機能

Special Feature

背 体幹ほぐし

肩から腕を外側からつかむと同時に、肩甲骨まわりのコリを念入りにケアします。

腰 体幹ほぐし

腰横のエアバッグで骨盤をロックし、腰からお尻の筋肉を丹念にほぐします。

骨盤コアストレッチ

腰横のエアバッグでじわじわと圧迫。左右にひねる動作で、骨盤まわりをじっくり伸ばします。



■もみ技

首すじのハリや首のコリに
首集中マッサージ

肩口を集中的に
肩集中マッサージ

腰の疲れに
腰集中マッサージ

首ストレッチ
首ストレッチ

背ストレッチ
背ストレッチ

肩甲骨まわりのハリに
肩甲骨集中マッサージ

たまりやすい臀部の疲れに
坐骨集中マッサージ

腰ストレッチ
腰ストレッチ

■伸ばし技

直感的に操作できる、フルカラータッチパネルリモコン



メイン機能をシンプルに操作できる「ワンタッチモード」を搭載。

ワンタッチモード	
30分ソムリエコース	全身疲労回復コース
全身やすらぎコース	全身ストレッチコース
モード解除	

リラックスソリューション マッサージチェア SKS-6800


メーカー希望小売価格:571,400円(税別)

- 仕様
- 本体寸法(約): (オットマン収納時) 幅760×奥行1,180×高さ1,270mm (腕・脚最大使用時) 幅880×奥行2,000×高さ730mm
 - 組立前最小幅(約): 680mm
 - リクライニング角度(約): 110~157度
 - 質量(約): 74kg
 - 電源: AC100V (50/60Hz)
 - 消費電力: 130W (ヒーター: 40W) (待機電力: 0.3W)
 - 定格時間: 30分
 - 医療機器認証番号: 227ABBZX00086A01 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)
JANコード: 4951704169073

フロアマット
上質なデザインを維持したまま床面を保護する、専用のフロアマット付きです。



着脱式背パッド・枕
それぞれ簡単に取り外してお手入れすることが可能です。




- 電気代の目安: 約53円/月(ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合)
 - 電気代の目安: 約36円/月(マッサージを1日約30分、毎日使用した場合)
 - 電気代の目安: 約32円/月(ヒーターを1日1時間、毎日使用した場合)
- ※電気料金目安単価: 27円/kWh(税込)で算出(2016年1月現在、当社調べ)。


【搬入・設置】

- 搬入幅
本体搬入幅68cm+2cm (養生のため) 以上必要です。

搬入幅 約70cm



【寸法図(mm)】



使用目的または効果

- あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
- 疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のコリをほぐす

フジ医療器 **世界初!** が機械遺産に認定!

量産型マッサージチェア

マッサージチェアの歴史はフジ医療器の歴史

'54 もみ 機械遺産第68号 フジ自動マッサージ機 フジ医療器第一号機	'65 フジ マッサージ機 A-1	'67 たたき 世界初 フジ マッサージ機 C-3	'75 もみ・たたき 自動切替 フジマッサージ かあさん FM-52	'79 ローリング マッサージ Dr.ローラー FP-401	'95 エアーマッサージ 世界初 ロイヤルチェア エアーマッサージチェア MC-133	'01 3Dポイント ナビシステム 世界初 リラクスマスター マッサージチェア SK-510
'02 リラクスマスター マッサージチェア SK-550	'03 ヒーター グッド デザイン特別賞 受賞 リラククスソリューション マッサージチェア SKS-1500	'04 肩エアーマッサージ 世界初 グッド デザイン賞 受賞 リラククスソリューション マッサージチェア SKS-2500	'08 リラククスソリューション マッサージチェア SKS-4500	'12 リラククスソリューション マッサージチェア SKS-5500	'13 30分コース リラククスソリューション マッサージチェア SKS-6600	'16 リラククスソリューション マッサージチェア SKS-6800

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ベースメカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中、または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(巻)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
- 捻挫、肉離れなど炎症性の人
- 椎間板ヘルニア症の人
- 温度感覚喪失が認められる人
- その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。◎リモコンスタンドは左右どちらでも設置可能です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp/>
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。

FAX番号 **06-4793-0818**

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

SKS-6800の使い方をお電話でサポート!

0120 ソムリエコール **0120-113-706**

受付9:00～17:30(土日祝日、年末年始を除く)

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器モール

<http://www.fuji-mall.com/>

素敵な景品が当たる!
プレゼントキャンペーン毎月実施中!

ご応募は フジ医療器HPから!

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード

スマホ・ケータイからかんたんアクセス



美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、平成28年1月現在のものです。

●お求めは...